




[Translate to russisch:] Ein **Patronenfilter vom Typ MPR** sorgt mit der Stauberfassung an mehreren Absaugstellen innerhalb einer Tablettenpresse für die saubere Produktion der Arzneien.

Dank der zweistufigen Filteranlage wird ein Reststaubgehalt von 0,001 mg/m³ in der Abluft erreicht bei einem Volumenstrom von 1.300 m³/h und einem Rohgasstaubgehalt von 5 g/m³. Die Filterpatronen der 1. Filterstufe erreichen die IFA-Staubklasse M, die der 2. Filterstufe Klasse H13 nach DIN EN 1822. Das Safe-Change System gewährleistet den Wechsel von Filtermedien und Staubsammeltopf, ohne Staub in die Umgebung freizusetzen. Damit werden Mitarbeiter und Umwelt beim Handling mit den aktiven Substanzen geschützt.

Technische Daten

Filtertyp	Patronenfilter Infa-Micron MPR, zweistufig	
Volumenstrom	[m ³ /h]	1.300
Rohgasstaubgehalt	[g/m ³]	5
Reststaubgehalt	[mg/m ³]	0,001
Filterklasse	1. Filterstufe IFA-Staubklasse M, 2. Filterstufe Klasse H13	
Filterwechsel	Safe-Change	

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).

